

CUISINE

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

APPLICATIONS

Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante pour surfaces en milieu alimentaire.

Prêtes à l'emploi et sans rinçage.

Type de préparation : SL

Application TP4 : désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Avant la première utilisation, enlever le couvercle et retirer la pellicule de scellage. Tirer la première lingette centrale pour l'engager dans l'orifice de distribution. Bien refermer le couvercle après chaque usage afin d'éviter le dessèchement des lingettes. Passer la lingette sur la surface préalablement nettoyée (18 lingettes/m² pour le code 390028, 11 lingettes/m² pour le code 390717). Laisser agir 5 minutes pour une action bactéricide, levuricide et fongicide. Ne pas rincer.



CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Dimensions lingette (± 5mm) :
Code 390028 : 120 x 200 mm
Code 390717 : 200 x 190 mm
- Couleur : bleue
- Matière : viscosse, polyester
- Grammage : 27 g/m²

COMPOSITION

- Ethanol, alcool éthylique (CAS : 64-17-5) : 54% m/m.

NORMES & TESTS

Traitement général, en conditions de propreté (albumine bovine 0,3 g/L) et en lait écrémé 10 g/L :

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE	NORMES	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE
Bactéricide	EN 1276 EN 13697	5 minutes	20°C
Levuricide (C. albicans)	EN 1650 EN 13697		
Fongicide (A. brasiliensis (ex.niger))	EN 1650 EN 13697		

Usages spécifiques / revendications additionnelles, en conditions de propreté (albumine bovine 0,3 g/L) :

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE	NORMES	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE
Bactéricide (Salmonella typhimurium & Listeria monocytogenes)	EN 1276 EN 13697	5 minutes	20°C
Virucide (Rotavirus)	EN 14476		
Virucide (Norovirus murin)	EN 14476		

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ



- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé INFLAMMABLE et IRRITANT.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

Contient Ethanol, alcool éthylique (CAS : 64-17-5). Provoque une sévère irritation des yeux. Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, la peau irritée ou lésée. Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Ne pas utiliser sur/avec les métaux alcalins et alcalino-terreux, acides forts, produits caustiques et matières oxydantes. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des conditions normales de température (<40°C), à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter dans les égouts et les cours d'eau. Eliminer les lingettes et l'emballage conformément au règlement municipal.

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
390028	Boîte x100 lingettes	Boîte	x12 boîtes	x90 colis
390717	Boîte x200 lingettes	Boîte	x6 boîtes	x60 colis

CUISINE

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

APPLICATIONS

Lingettes à usage unique imprégnées d'une solution désinfectante pour surfaces en milieu alimentaire.

Prêtes à l'emploi et sans rinçage.

Type de préparation : solution d'imprégnation

Application TP4 : désinfection des surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

MODE D'EMPLOI

Avant la première utilisation, enlever le couvercle et retirer la pellicule de scellage. Tirer la première lingette centrale pour l'engager dans l'orifice de distribution. Bien refermer le couvercle après chaque usage afin d'éviter le dessèchement des lingettes. Passer la lingette sur la surface préalablement nettoyée (17 lingettes/m² pour le code 390028, 10 lingettes/m² pour le code 390717). Laisser agir 5 minutes pour une action bactéricide, levuricide et fongicide. Ne pas rincer.



CARACTÉRISTIQUES

- Prêt à l'emploi
- Dimensions lingette (± 5mm) :
Code 390028 : 120 x 200 mm
Code 390717 : 200 x 190 mm
- Couleur : bleue
- Matière : viscosse, polyester
- Grammage : 27 g/m²

COMPOSITION

- Ethanol, alcool éthylique (CAS : 64-17-5) : 54% m/m.

NORMES & TESTS

Traitement général, en conditions de propreté (albumine bovine 0,3 g/L) et en lait écrémé 10 g/L :

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE	NORMES	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE
Bactéricide	EN 1276 EN 13697	5 minutes	20°C
Levuricide (C. albicans)	EN 1650 EN 13697		
Fongicide (A. brasiliensis (ex.niger))	EN 1650 EN 13697		

Usages spécifiques / revendications additionnelles, en conditions de propreté (albumine bovine 0,3 g/L) :

ACTIVITÉ DÉSINFECTANTE	NORMES	TEMPS DE CONTACT	TEMPÉRATURE
Bactéricide (Salmonella typhimurium & Listeria monocytogenes)	EN 1276 EN 13697	5 minutes	20°C
Virucide (Rotavirus)	EN 14476		
Virucide (Norovirus murin)	EN 14476		

ÉTIQUETAGE HYGIÈNE & SÉCURITÉ



- Ce produit est soumis à la réglementation CLP N°1272/2008. Produit classé INFLAMMABLE et IRRITANT.
- Respecter les précautions d'emploi.
- Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.groupeplg.com ou sur demande.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION & DE STOCKAGE

Contient Ethanol, alcool éthylique (CAS : 64-17-5). Provoque une sévère irritation des yeux. Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, la peau irritée ou lésée. Liquide et vapeurs très inflammables. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Ne pas utiliser sur/avec les métaux alcalins et alcalino-terreux, acides forts, produits caustiques et matières oxydantes. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche par téléphone au 01 45 42 59 59, ou un médecin.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans des conditions normales de température (< 40°C), à l'abri du gel, du plein soleil et de la chaleur.

Ne pas réutiliser l'emballage. Ne pas jeter dans les égouts et les cours d'eau. Eliminer les lingettes et l'emballage conformément au règlement municipal.

UNIQUEMENT POUR USAGE PROFESSIONNEL

CODE	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT		
		VENTE	COLIS	PALETTE
390028	Boîte x100 lingettes	Boîte	x12 boîtes	x90 colis
390717	Boîte x200 lingettes	Boîte	x6 boîtes	x60 colis